

Arterielle Einführbestecke

Arterielle Einführbestecke

Set besteht aus:

- * 1 Einführschleuse mit Seitenspülarm / Dreiwegehahn, Dilatator, Mini-Führungsdraht und Kanüle

Artikelnummer	French (F)	Schaftlänge (cm) ID (mm)	mit Führungsdraht OD (inch) x L(cm)	mit Seldinger Kanüle (Gauge)	VE
IVA3F	3F	7cm / 1,13mm	.018" x 30	20G	10

Arterielle Einführbestecke LANG

Set besteht aus:

- * 1 Einführschleuse mit Seitenspülarm / Dreiwegehahn, Dilatator
- * abnehmbares Ventil

Artikelnummer	French (F)	Schaftlänge (cm)	Schaft ID (mm)	Dilatator Länge (cm)	VE
IVA3F50 IVA3F50ST_MP	3F	50 53 (mit 3cm soft tip Multipurpose)	1,10	57 57,5	3
IVA5F45	5F	45	1,80	52,5	3
IVA6F80 IVA6F80ST IVA6F80ST_MP	6F	80 85 (mit 5cm soft tip gerade) 85 (mit 5cm soft tip Multipurpose)	2,20	87,5	3

Alle Einführbestecke mit abnehmbarem Ventil.